

## 2.0 Elektrot İğne Dönüslü Çift 3.5mm 4.0mm L=1.5cm Fizik Tedavi için Mıknatıslı Beyaz Kablo

gözünde canlVeırmak:

Ticaret şartları: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Üretim kapasitesi: Aylık 1.000.000 adet

Ödeme yöntemi: T/T, Paypal, Western Union

Menşe Yeri: Dongguan, Çin

Teslim süresi: numune teslim süresi 3-7 gündür, seri üretim yaklaşık 15-20 gündür

Sertifika: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Nakliye: Hava, Deniz veya Fedex, DHL, UPS

Minimum sipariş miktarı: 500PCS

Haimed Teknolojisi Manyetik Çıtçıklı Düğme Fabrikası, yüksek kaliteli manyetik çıtçıklar sağlar. Bu sadece manyetik bir düğme değil. Haimed, Çin'de her zaman özelleştirilmiş manyetik düğme tellerinin profesyonel bir üreticisi olmuştur; örneğin, destekleyici elektrot kurşun düğmeleriyle birlikte, [3,5 mm Stereo Jak 3 Uçlu EKG Geçmeli Manyetik Elektrot Kablosu](#), Ve [EKG Erkek Geçmeli 2,54mm DuPont Dişi Soket Konnektör Kablosu](#), and [4,0 mm elektrotlu dişi EKG kablosunun 20 pinli konnektörü](#), Ve [USB A erkek - 3,5 mm 4,0 mm 5,0 mm dişi, anahtarlama güç kaynağı kontrolüne sahip geçmeli elektrot kablosu](#) vesaire.

12 aydan uzun süre garantili, RoHS ve Reach standartlarıyla uyumlu ve sertifikalı ürün kalitesi

Haimed, I S O 13485 tıbbi cihaz kalite yönetimi sertifikasyonunu, I S O 9 0 0 1 uluslararası kalite yönetim tescilini ve I S O 1 4 0 0 1 çevre yönetim sistemi tescilini geçmiş olup ürünleri UL, CQC, CE, SGS test raporlarından geçmiştir.