

Evrensel Adaptör Kablosu 4,0 mm Muz erkek fişten 10 mm dişiye Snap EKG Elektrotları
TENS ünitesi Elektrik testleri için kurşun kablolar:



Heymed Teknoloji Test Kabloları Elektrot Snap Düğmesi Fabrikası Yüksek Kalite Sağlıyor
[Kablo adaptörünü takmak için Muz Fişi](#) Elektrotlar. Bu özelleştirilmiş [EKG /EKG elektrot kablosu](#) 10,0 mm dişi geçmeli metal kontak üzerindeki diğer dış etkileri önlemek için tasarlanmıştır. EKG EEG EKG EMG makinesi gibi tıp endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır, ayrıca DC3.5 fişten 4.0 elektrota kadar birçok benzer ürün yapıyoruz_veya özel olarak c tipi erkek ve lemos bağlantı kablosu vb.



12 aydan uzun süre garantili, RoHS ve Reach standartlarıyla uyumlu ve sertifikalı ürün kalitesi

Heymed, I S O 13485 tıbbi cihaz kalite yönetimi sertifikasını, I S O 9 0 0 1 uluslararası kalite yönetimi tescilini ve I S O 1 4 0 0 1 çevre yönetim sistemi tescilini geçmiş olup ürünleri UL, CQC, CE ve SGS testinden geçmiştir.