

Ürün adı	Tıbbi Sağlık Cihazları için 2,5mm Ses Jakı Çift Kulak Klipsi Kablo Yeniden Kullanılabilir Elektrot Kurşun Kablosu Çin Dongguan Manufacture
başvuru	Stimülasyon makinesi, fizik tedavi aleti
uzunluk	10cm, 20cm, 50cm, 100cm veya özelleştirilmiş
renk	Gri, beyaz, siyah ve özelleştirilmiş
İletken malzeme	Kalaylı bakır
Paketi	Ayrı ayrı paketlenmiş

2,5 mm Audio Jack çift kulak klipsli kablonuz, sağlık ve tıbbi elektronik cihazlar için tasarlanmış yüksek kaliteli bir elektrot kurşun kablosudur. Güvenilir bir 2,5 mm'lik erkek konektör ve hasta konforu için yumuşak pedlere sahip yeniden kullanılabilir paslanmaz çelik kulak klipslerine sahiptir. Dayanıklı bakır kablolama ve esnek bir PVC ceket ile inşa edilen bu kablo, uzun ömürlü performans sağlar.

Dongguan, Çin merkezli profesyonel bir fabrika tarafından üretilen, OEM ve ODM üretiminde zengin deneyime sahip bir ISO13485 ve ISO9001 sertifikalı tedarikçiyiz. Bu ürün, TENS tedavisinde, EMS kas stimülatörlerinde ve diğer elektroterapi ekipmanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Benzer uygulamalar için de bir [Silikon Earhook ile USB-C ile 4.0mm dişli Snap Elektrot Kablosu](#), güvenilir sinyal iletimi ve geliştirilmiş hasta konforunun yanı sıra bir [Çift 2.0mm Elektrot Pimi Kablosu'na özel 6.35mm ses fişi](#) Profesyonel fizyoterapi ayarları için tasarlanmıştır.

Talep üzerine özel uzunluklar, ambalaj ve özel etiketleme mevcuttur.





Sertifikasyon ve uyumluluk:

Bu kablo, tıbbi alandaki en yüksek kalite ve güvenlik seviyelerini sağlamak için katı standartları karşılamaktadır:

- **ISO 13485:** Sertifikasyon, tıbbi cihaz kalite yönetim sistemleri için uluslararası standartlara uyum sağlar.
- **ISO 9001:** Ürünlerin bir ses kalitesi yönetim sistemi altında üretildiğinden emin olun.
- **FDA onaylı:** Ürün ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne kayıtlıdır ve tıbbi cihaz standartlarını karşılamaktadır.
- **CE MDR sertifikası:** Tıbbi kullanım için güvenlik ve etkinliği sağlamak için AB Tıbbi Cihaz Düzenlemesi'ne (MDR) uygundur.

Şirket bilgileri. Genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?

C: Elbette Satmed, stokta varsa ücretsiz örnekler sağlayacak, özelleştirilmiş örnekler kurulum ücretleri gerektirir. Kalitemizi kontrol etmemiz için örnekler istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

S3: Fabrikanız kalite kontrolü açısından nasıl yapıyor?

Cevap: Kalite önceliktir. Profesyonel kalite güvence uzmanlarına sahip QC departmanı, başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 sertifikasını elde etti. VESAİRE

S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi sevdiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmetleri sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

S5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünü göndermek için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan 12 ay garanti verebiliriz. Müşteriler olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orada nasıl ziyaret edebilirim?

Cevap: Elbette. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizi göstermekten çok mutluyuz. Fabrikamız üçüncü sırada yer almaktadır. Bina A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Köyü, Huangjiang Kasabası, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti, Çin