

32 kanallı evrensel EEG elektrot kapađımız, uluslararası olarak tanınan 10-20 elektrot yerleřtirme sisteminin ardından tasarlanmıřtır. Hassas ve stabil beyin sinyal kaydı sađlar, klinik teřhis, biliřsel arařtırma ve n rofeedback eđitimi i in idealdir. Y ksek kaliteli elastik kumařtan yapılmıř kapak, uzun s reli kullanım i in rahat bir uyum sađlar ve sorunsuz bir řekilde eřleřtirilebilir [Y ksek kaliteli EEG kurřun kabloları](#) izleme oturumları sırasında sinyal iletimini geliřtirmek i in.

 in'in Dongguan kentinde bulunan  nde gelen bir EEG aksesuar tedarik isi ve fabrika tarafından  retilen farklı elektrot malzemeleri, konekt r t rleri ve boyutlar da dahil olmak  zere belirli proje ihtiya larını karřılamak i in  zelleřtirme se enekleri sunuyoruz. Brainwave veri toplama g venilirliđini daha da artırmak i in, bařlıđımızla birlikte kullanılabilir. [Profesyonel Tıbbi Elektrot Yamaları](#), daha iyi temas ve sinyal netliđi sađlamak. G venilir kalite kontrol  ve hızlı k resel teslimat m kemm l kullanıcı deneyimini ve performansı garanti eder. OEM ve ODM hizmetleri mevcuttur.





Sertifikasyon ve uyumluluk:

Bu kablo, tıbbi alandaki en yüksek kalite ve güvenlik seviyelerini sağlamak için katı standartları karşılamaktadır:

- **ISO 13485:** Sertifikasyon, tıbbi cihaz kalite yönetim sistemleri için uluslararası standartlara uyum sağlar.
- **ISO 9001:** Ürünlerin bir ses kalitesi yönetim sistemi altında üretildiğinden emin olun.
- **FDA onaylı:** Ürün ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne kayıtlıdır ve tıbbi cihaz standartlarını karşılamaktadır.
- **CE MDR sertifikası:** Tıbbi kullanım için güvenlik ve etkinliği sağlamak için AB Tıbbi Cihaz Düzenlemesi'ne (MDR) uygundur.

Şirket bilgileri. Genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?

C: Elbette Satmed, stokta varsa ücretsiz örnekler sağlayacak, özelleştirilmiş örnekler kurulum ücretleri gerektirir. Kalitemizi kontrol etmemiz için örnekler istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

S3: Fabrikanız kalite kontrolü açısından nasıl yapıyor?

Cevap: Kalite önceliktir. Profesyonel kalite güvence uzmanlarına sahip QC departmanı, başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 sertifikasını elde etti. VESAİRE

S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi sevdiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmetleri sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

S5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünü göndermek için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan 12 ay garanti verebiliriz. Müşteriler olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orada nasıl ziyaret edebilirim?

Cevap: Elbette. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizi göstermekten çok mutluyuz. Fabrikamız üçüncü sırada yer almaktadır. Bina A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Köyü, Huangjiang Kasabası, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti, Çin