

Ticaret Koşulları: FOB shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Üretim Kapasitesi: Ayda 1.000.000 adet

Ödeme: T/T, Paypal, western union

Menşe Yeri: Dongguan, Çin

Teslim süresi: numune teslim süresi 3-7 gün, seri üretim yaklaşık 15-20 gün

Sertifikalar: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Nakliye: Hava yoluyla, deniz yoluyla veya Fedex, DHL, UPS

Adedi: 500PCS


Özellikler:

- Yüksek Kaliteli İnşaat:** Birinci sınıf malzemelerden üretilen bu kablo, zorlu tıbbi ortamlarda bile dayanıklılık ve uzun ömür sağlar.
- Hassas Sinyal İletimi:** Doğru teşhis ve analiz için tıbbi verilerin bütünlüğünü koruyarak hassas ve güvenilir sinyal iletimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Evrensel Uyumluluk:** EEG (Elektroensefalografi) makineleri, EKG (Elektrokardiyografi) monitörleri, EMG (Elektromiyografi) cihazları, TENS (Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu) üniteleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli tıbbi ekipmanlarla uyumludur.
- Çift 2,0 mm Pin Elektrot Bağlantıları:** Tutarlı ve kesintisiz veri toplama için tıbbi elektrotlarla güvenli ve sağlam bir bağlantı sağlayan çift 2,0 mm pimli konektöre sahiptir.
- 3,5 mm Jak Arayüzü:** Bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve tıbbi kayıt sistemleri gibi cihazlarla kesintisiz bağlantıya olanak tanıyan standart 3,5 mm jak arayüzüyle donatılmıştır.
- Esnek Uzunluk Seçenekleri:** Farklı kurulum ve konfigürasyonlara uyum sağlamak için çeşitli uzunluklarda mevcuttur ve tıbbi prosedürlerde ve deneylerde esneklik sağlar.
- Kullanımı kolay:** Tak ve çalıştır tasarımı, sorunsuz kurulum ve çalıştırma sağlayarak

tıp uzmanları ve araştırmacılar için zamandan ve emekten tasarruf sağlar.

8. **Güvenli ve Güvenilir:** Güvenlik ve performans açısından endüstri standartlarına uygundur, tıbbi prosedürler ve hasta takibi sırasında gönül rahatlığı sunar.
9. **Çok Yönlü Uygulamalar:** Nörolojik çalışmalar, kardiyak izleme, kas aktivitesi değerlendirmesi, ağrı yönetimi ve rehabilitasyon tedavisi dahil olmak üzere çok çeşitli tıbbi uygulamalara uygundur.
10. **Profesyonel Sınıf:** Klinik ve araştırma ortamlarındaki kalitesi ve performansı nedeniyle dünya çapında tıp uzmanları, araştırmacılar, eğitimciler ve sağlık kurumları tarafından güvenilmektedir.

3,5 mm jaklı pin tarzı elektrot kablosu Çizim referansı:



Heymed Technology, önde gelen bir çin üreticisidir. [tıbbi kablolar](#) ve aksesuarlar, Manyetik çıkıcı [elektrot kablosu](#) 3,5 mm ses jakı ile, bu sadece mıknatıslı geçmeli kabloların belirli bir özelliği değildir, Heymed her zaman farklı kablolama özellikleri, kablo, özel uzunluk, geçmeli elektrot kablolarının sayısını sağlayan kişiselleştirme için en iyisini yapar.

Ürünler Kalite Garantisi 12 ay ve RoHS ve Erişim Uyumluluğu ve Sertifikasyonu

Hemed halihazırda I S O 13485 Tıbbi cihazlar kalite yönetimi, I S O 9 0 0 1 Uluslararası kalite yönetimi tescili ve I S O 1 4 0 0 1 Çevre yönetim sistemi tescili ve Ürünler UL, CQC, CE, SGS Test raporlarını geçmiştir.