

Ürün parametreleri

Ürün adı	4.0mm Tıbbi Erkek Snap Silikon Kılıf 4,0mm Tıbbi Dişi Snap PVC Kalıp Tens EMS Cihazları Dongguan Tens EMS kurşun tel üreticisi
bağlayıcı	4.0mm Snap (erkek ve kadın)
Kablo uzunluğu	120 cm veya özelleştirilmiş
Kablo rengi	siyah veya özelleştirilmiş
İşlev	TENS EMS Şanzımanı/Masaj EKG/EKG/EEG/EMG Adaptör Kablosu
Asgari sipariş miktarı	500pcs

Dongguan, Çin'de profesyonel bir ISO13485 sertifikalı TENS EMS kurşun tel tedarikçisi ve fabrikası tarafından üretilen bu özel kablo, dayanıklı PVC kalıplamalı 4.0mm dişi bir çıkıçla bağlı silikon kılıflı 4.0mm tıbbi bir erkek çıkıç sunuyor. TENS (transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu) ve EMS (elektrik kas stimülasyonu) terapi cihazları ile kullanılmak üzere tasarlanan bu kablo, terapötik ayarlarda kararlı bağlantı ve yüksek sinyal sadakatini sağlar.

Ayrıca bizim [Tens EMS cihazları için 2.0mm dişi elektrot pimi 4.0mm dişi çıkıç kablosu](#) Standart PIN tipi cihaz çıkışlarına bağlantı gerektiren sistemler için ideal olan tıbbi dereceli PVC veya TPU kullanarak PIN - SNAP formatı sağlayan

Biyouyumlu silikon kılıf, uzun süreli kullanım sırasında esneklik ve konfor sunarken, PVC köleleştirilmiş dişi Snap End, çoğu elektrot pediyle güvenli bir uyum sağlar. OEM/ODM özelleştirmesi için ideal olan bu kablo, çeşitli tel uzunluklarını, snap aralıklarını ve kurşun konfigürasyonlarını destekler.


Alternatif olarak, bizim [Özelleştirilmiş plastik lemo fişi 4 kurşun 4,0mm Elektrot Kadın Snap Kablosu](#) bir ucunda lemo uyumlu bir fiş ve dört 4.0mm dişi Snap konektörüne sahip-onlar, EMS, EKG ve EMG sistemleri gibi çoklu lider uygulamalar için tasarlanmıştır.

Ürün Fotoğrafları:





Şirket bilgileri. Genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?

C: Tabii ki, Satmed stokta varsa ücretsiz örnekler sağlar, özelleştirilmiş örnekler kurulum ücretleri gerektirir. Kalitemizi kontrol etmemiz için örnekler istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

S3: Fabrikanız kalite kontrolü açısından nasıl yapıyor?

Cevap: Kalite önceliktir. Profesyonel kalite güvence uzmanlarına sahip QC departmanı, başlangıçtan sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 sertifikasını elde etti. VESAİRE

S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi sevdiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmetleri sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

S5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünü göndermek için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan 12 ay garanti verebiliriz. Müşteriler olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orada nasıl ziyaret edebilirim?

Cevap: Elbette. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizi göstermekten çok mutluyuz. Fabrikamız üçüncü sırada yer almaktadır. Bina A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Köyü, Huangjiang Kasabası, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti, Çin