

3.5mm Ses Erkek Kablo Silikon K pe 4.0 Di i Yapı  Onlarca
Elektrot Kur un Kablo Fizyoterapi Cihazının Veri Aktarım
G revi i in

 r n resmi :





Heymed Teknoloji Test Kabloları Elektrot Snap Düğmesi Fabrikası Yüksek Kalite Sağlıyor .

Heymed, Çin'de her zaman özelleştirilmiş manyetik düğme tellerinin profesyonel bir üreticisi olarak, destekleyici elektrot kurşun düğmeleriyle birlikte [Sağ Açık 3.5mm Stereo Ses Jakı 3 Kurşun 2.5mm Ekg Snap Düğmesi EKG EEG Elektrot Kablosu](#) Onlarca Elektrot Kurşun Tel DC 2.35mm Erkek - Çift 3.5mm 4.0mm Ekg Geçmeli Kablo ve [6.35MM TRS 1/4 Ses Jakı Çift 4.0MM Dişi EKG Geçmeli Koruma Teli Onlarca Kablo](#) vesaire.

Heymed, farklı renkler, konektörler, malzemeler vb. konusunda özel destek sunar. Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla ayrıntıya ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

12 aydan uzun süre garantili, RoHS ve Reach standartlarıyla uyumlu ve sertifikalı ürün kalitesi

Heymed, I S O 13485 tıbbi cihaz kalite yönetimi sertifikasını, I S O 9 0 0 1 uluslararası kalite yönetimi tescilini ve I S O 1 4 0 0 1 çevre yönetim sistemi tescilini geçmiş olup ürünleri UL, CQC, CE ve SGS testinden geçmiştir.