

Ticaret Koşulları: FOB shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Üretim Kapasitesi: Ayda 1.000.000 adet

Ödeme: T/T, Paypal, western union

Menşe Yeri: Dongguan, Çin

Teslim süresi: numune teslim süresi 3-7 gün, seri üretim yaklaşık 15-20 gün

Sertifikalar: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Nakliye: Hava yoluyla, deniz yoluyla veya Fedex, DHL, UPS

Adedi: 500PCS

Şartname:

2 uçlu 3,5 mm 4,0 mm'mizle güvenilir ve doğru elektrot stimülatörünü sağlayın [manyetik toka kurşun tel](#) 2 kutuplu 6,35 mm'ye kadar ses erkek Tel kablo. Kusursuz bağlantı ve dayanıklılık için tasarlanan bu kablo, tıp uzmanları ve sağlık tesisleri için önemli bir bileşendir.

Özellikler:

- **Uyumluluk:** Aşağıdaki özelliklere sahip standart EKG ekipmanı ile uyumludur: 6,35 mm mono jak ses erkek Konektörler.
- **Dayanıklılık:** Tıbbi ortamlarda uzun süreli performans için yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.
- **Kullanım kolaylığı:** 3,5 mm 4,0 mm ekg manyetik toka konektörleri, kolay kurulum ve sökme için elektrot uçlarına güvenli bir şekilde takılır.
- **Kesinlik:** Doğru TENS stimülasyon cihazları için net ve tutarlı güç iletimi sağlar.
- **Uzunluk:** çeşitli hasta izleme kurulumlarına uygun, desteklenen özel uzunluk.

Uygulamalar: Güvenilir EKG izleme çözümleri gerektiren hastaneler, klinikler ve tıbbi uygulamalar için idealdir. Çeşitli EKG makineleri ve kardiyak izleme cihazlarıyla kullanıma uygundur.

Özellikler:

- **Bağlayıcı Türü:** 3,5 mm 4,0 mm EKG manyetik toka 2 kutba 6,35 mm ses erkek
- **Potansiyel Müşteri Sayısı:** 2 potansiyel müşteri
- **Kablo uzunluğu:** 120cm Standart uzunluk (talep üzerine özel uzunluklar mevcuttur)
- **Malzeme:** Yüksek kaliteli, tıbbi sınıf malzemeler

Heymed, elektrot kablosu için farklı konektörlerle özel çözümler sunar, Özel [5 kutuplu 3,5 mm jak elektrotlu kurşun tel](#), lütfen bizimle iletişime geçin.







Heymed Technology, Çin'in önde gelen EKG EKG kablo üreticisidir. Özel tıbbi kablo hizmetleri sunan Heymed, farklı kablolama özelliklerini, kabloyu, özel uzunluğu, geçmeli elektrot uç sayısını sağlayan özelleştirme için her zaman en iyisini yapar.

Ürünler Kalite Garantisi 12 ay ve RoHS ve Erişim Uyumluluğu ve Sertifikasyonu

Hemed halihazırda I S O 13485 Tıbbi cihazlar kalite yönetimi, I S O 9 0 0 1 Uluslararası kalite yönetimi tescili ve I S O 1 4 0 0 1 Çevre yönetim sistemi tescili ve Ürünler UL, CQC,CE, SGS Test raporlarını geçmiştir.

SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek sipariş başlatabilir miyim?

C: Elbette, Heymed stoklarımız varsa ücretsiz numune sağlar, özelleştirilmiş numunenin kurulum ücretinin ödenmesi gerekir. Kalitemizi kontrol etmek için bizden bir numune istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Havalesi, Western Union ve L/C

S3: Fabrikanız kalite kontrol konusunda nasıl gidiyor?

C: Kalite önceliklidir. Profesyonel kalite güvence uzmanına sahip QC departmanı, en başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008 kimlik doğrulamasını almıştır. Vesaire

S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu basmak veya tasarımı değiştirmek gibi beğendiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmeti sunuyoruz. Detaylar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

S5: Teslim süresi ve garanti? Ürünlerim için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan itibaren 12 ay garanti sunabiliriz. Müşteri olarak DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orayı nasıl ziyaret edebilirim?

C: Elbette. Sizi Dongguan'da ağırlamaktan ve işyerimizi gezdirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.