

Ürün parametreleri

Ürün adı	Fizik Tedavi Makinesi için 5 Kurşunlu 6 Pin Erkek Konnektörü 5 Kurşun 2.0mm Elektrot Pin EKG Kablosu Dongguan Tıbbi Kablo Tedarikçisi
Bağlayıcı	6 pin din erkek konnektörü
Kablo uzunluğu	50 cm veya özelleştirilmiş
Kablo rengi	Beyaz Siyah veya Özelleştirilmiş
İşlev	TENS EMS Şanzımanı/Masaj EKG/EKG/EEG/EMG Adaptör Kablosu
Moq	500pcs

Çin'in Dongguan kentinde profesyonel bir ISO13485 sertifikalı tıbbi kablo tedarikçisi tarafından üretilen bu 6 pinli erkek konektörü 5 kurşun 2.0 mm elektrot pimi EKG kablosu, fizik tedavi, rehabilitasyon ve elektroterapi uygulamalarında güvenilir performans için tasarlanmıştır.

Hassas olarak tasarlanmış 6 pinli erkek konnektörü, tedavi makineleri ile kararlı elektrik teması sağlarken, 5 kurşun kablo standart 2.0 mm elektrot pimlerinde sonlanır ve elektrot pedlerine hızlı ve güvenli bağlanma sağlar. Tıbbi sınıf PVC veya silikon yalıtım kullanarak kablo mükemmel esneklik, biyouyumluluk ve uzun servis ömrü sağlar. İlgili çözümler için, [4.0mm Elektrot Kablosu'na DB15 dişi fiş](#) Çok lideri terapi bağlantıları için tasarlanmıştır.

Temel avantajlar şunları içerir:

- **Kararlı sinyal iletimi:** Yüksek kaliteli iletken malzemeleri gürültüyü ve sinyal kaybını azaltır.
- **Tıbbi Sınıf Güvenliği:** Yalıtım malzemeleri uluslararası biyouyumluluk standartlarını karşılamaktadır.
- **Çok yönlü uygulamalar:** EKG izleme, rehabilitasyon cihazları ve fizik tedavi ekipmanı ile uyumludur.
- **OEM ve ODM Desteği:** Konektör türleri, kablo uzunlukları ve renkler istemci gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.


Güvenilir bir Dongguan Tıbbi Kablo Üreticisi olarak, sadece EKG kablolarını değil, aynı zamanda çok çeşitli [TVNS Kulak Klipsleri Elektrotlar](#) ve farklı klinik ve terapötik ihtiyaçları karşılamak için terapi aksesuarları.

Ürün fotoğrafı:





Şirket bilgisi. Genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?

C: Elbette, Satmed stokumuz varsa ücretsiz örnek sağlayın, özelleştirilmiş örneğin kurulum maliyeti. Bizim kalitemizi kontrol etmek için bir örnek istemek için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

S3: Fabrikanız kalite kontrolü konusunda ne yapıyor?

A: Kalite önceliktir. Profesyonel kalite güvence uzmanına sahip QC departmanı, en başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 kimlik doğrulamasını elde etti. Vesaire

S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi sevdiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmeti sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

S5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünlerim için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?

C: Kurşun süremiz yaklaşık 2-4 hafta ve teslimattan 12 ay garanti verebiliriz. Müşteri olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orada nasıl ziyaret edebilirim?

A: Tabii. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizin etrafında göstermekten mutluluk duyuyoruz. Fabrikamız 3. sırada yer almaktadır. Kat, Bina A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Köyü, Huangjiang Kasabası, Dongguan City, Guangdong, Çin.