

Ürün adı	Özelleştirilmiş 2.0mm Elektrot Pimi Fizik Tedavi İçin 4.0mm Manyetik Snap Beyaz Kablo Dongguan kurşun tel üreticisi
başvuru	Stimülasyon Makinesi, Fizik Tedavi Aracı
uzunluk	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm veya özel
renk	Siyah, gri, beyaz, siyah ve özel
İletken malzeme	Konserve bakır
ambalaj	Ayrı olarak paketlenmiş

Dongguan, Çin'de profesyonel bir ISO 13485 sertifikalı kurşun tel tedarikçisi tarafından üretilen bu **4.0mm manyetik Snap Beyaz Kablo'ya özelleştirilmiş 2.0mm elektrot pimi** Fizik tedavi, onlar ve EMS cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 2.0mm elektrot pimi hassas bir bağlantı sağlarken, 4.0mm manyetik SNAP hızlı bağlantı ve kararlı sinyal iletimi sağlar.

Yüksek kaliteli, biyouyumlu malzemelerden inşa edilen kablo, üstün esneklik ve uzun servis ömrü sunar ve bu da onu sık klinik kullanım için uygun hale getirir. Beyaz tıbbi dereceli kılıfı sadece dayanıklılığı arttırmakla kalmaz, aynı zamanda kolay temizlik ve bakım sağlar. Alternatif fiş yapılandırmalarına ihtiyaç duyan kullanıcılar için **2,0mm Elektrot Pimi Kurşun Teli** benzer tıbbi uygulamalar için güvenli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Ayrıca, bizim **4.0mm Tıbbi Erkek Snap Silikon Kılıf 4,0mm Tıbbi Kadın Snap Kablosu** Uzun süreli kullanım için olağanüstü dayanıklılık ve iletkenlik sağlayan onlar ve EMS terapisi cihazları için tasarlanmış başka bir yüksek performanslı çözüm sunar.





Sertifikasyon ve uyumluluk:

Kablo, tıbbi alanda en yüksek kalite ve güvenlik seviyesini sağlamak için katı standartları karşılıyor:

- **ISO 13485:** Sertifikasyon, uluslararası tıbbi ekipman kalite yönetim sistemleri standartlarına uyum sağlar.
- **ISO 9001:** Ürünün bir ses kalitesi yönetim sistemi altında üretildiğinden emin olun.
- **FDA Onayı:** Ürün ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne kayıtlıdır ve tıbbi cihaz standartlarını karşılamaktadır.
- **CE MDR sertifikası:** Tıbbi kullanımların güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için AB Tıbbi Ekipman Yönetmeliği'ne (MDR) uyum.

Şirket bilgileri. Genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?

C: Tabii ki, Satmed ücretsiz örnekler sağlayacak ve stokumuz varsa, özel örnekler kurulum maliyetleri gerektirecektir. Numuneler için kalitemizi kontrol etmemizi istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

Soru 3: Fabrikanız kalite kontrolünde nasıl gidiyor?

Cevap: Kalite tercih edilir. Profesyonel kalite güvence uzmanlarına sahip QC departmanı, başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 tarafından onaylanmıştır. VESAİRE

Soru 4: Fabrika? Evet! Kendi logomu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi en sevdiğim eşyaları özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmetleri sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

Soru 5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünlerimi göndermek için hangi ulaşım hizmetlerini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 hafta ve 12 aylık teslimat garantisi sağlayabiliriz. Müşteriler olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

Soru 6: Fabrikanız nerede? Nasıl ziyaret etmeliyim?

Cevap: Elbette. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizi göstermekten mutluluk duyuyoruz. Fabrikamız üçüncü sırada yer almaktadır. Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, Guangdong Eyaleti, Çin'de bulunan A Bina A, No. 8