


Ürün adı	2,0mm Elektrot Pimi Kurşun Teli Tıbbi EKG KABLOSU
başvuru	Stimülasyon Makinesi, Fizik Tedavi Aracı
uzunluk	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm veya özel
renk	Siyah, gri, beyaz, siyah ve özel
İletken malzeme	Konserve bakır
ambalaj	Ayrı olarak paketlenmiş

Dongguan, Çin'de profesyonel bir tıbbi kablo tedarikçisi tarafından üretilen bu 2,54mm 2 pinli erkek fişe, 2,0 mm'lik çift 2.0 mm elektrot pimi kurşun kablosu, EKG, TENS, EMS ve EMG sistemleri gibi çeşitli teşhis ve terapötik cihazlarla uyumluluk için tasarlanmıştır. Daha ince bir ayak izi gerektiren uygulamalar için, bizim DC [2.35mm erkek ila DC 2.35mm kadın uzatma kablosu](#) Yüksek sinyal sadakatini korurken daha kompakt bir alternatif sunar. Aynı şekilde, sağlam dayanıklılığa ihtiyaç duyanlar keşfedebilir [4pin 2,5 mm'lik zift konnektörü - 2.0mm elektrot pimi kablosu](#) , zorunlu klinik ortamlar için güçlendirilmiş gerinim ve daha kalın yalıtım ile inşa edilmiştir.

2.0mm pim iğne uçları, izleme veya tedavi sırasında tutarlı elektrik sinyalleri sağlayan elektrot pedleri ile güvenli bir arayüz sunar. TPU veya PVC gibi tıbbi dereceli malzemelerle üretilen kablo, tekrarlanan klinik kullanım için hem esnek hem de dayanıklıdır.

Belirli OEM/ODM gereksinimlerini karşılamak için özel uzunluklar, renkler ve konektör konfigürasyonları mevcuttur. Güvenilir, yüksek kaliteli elektrot kurşun çözümleri arayan hastaneler, rehabilitasyon merkezleri ve fizyoterapi cihazı üreticileri için idealdir.





Sertifikasyon ve uyumluluk:

Kablo, tıbbi alanda en yüksek kalite ve güvenlik seviyesini sağlamak için katı standartları karşılıyor:

- **ISO 13485:** Sertifikasyon, uluslararası tıbbi ekipman kalite yönetim sistemleri standartlarına uyum sağlar.
- **ISO 9001:** Ürünün bir ses kalitesi yönetim sistemi altında üretildiğinden emin olun.
- **FDA Onayı:** Ürün ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne kayıtlıdır ve tıbbi cihaz standartlarını karşılamaktadır.
- **CE MDR sertifikası:** Tıbbi kullanımların güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için AB Tıbbi Ekipman Yönetmeliği'ne (MDR) uyun.

Şirket bilgileri. Genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?

C: Tabii ki, Satmed ücretsiz örnekler sağlayacak ve stokumuz varsa, özel örnekler kurulum maliyetleri gerektirecektir. Numuneler için kalitemizi kontrol etmemizi istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

Soru 3: Fabrikanız kalite kontrolünde nasıl gidiyor?

Cevap: Kalite tercih edilir. Profesyonel kalite güvence uzmanlarına sahip QC departmanı, başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 tarafından onaylanmıştır. VESAİRE

Soru 4: Fabrika? Evet! Kendi logomu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi en sevdiğim eşyaları özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmetleri sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

Soru 5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünlerimi göndermek için hangi ulaşım hizmetlerini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 hafta ve 12 aylık teslimat garantisi sağlayabiliriz. Müşteriler olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

Soru 6: Fabrikanız nerede? Nasıl ziyaret etmeliyim?

Cevap: Elbette. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizi göstermekten mutluluk duyuyoruz. Fabrikamız üçüncü sırada yer almaktadır. Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, Guangdong Eyaleti, Çin'de bulunan A Bina A, No. 8