

Ürün parametreleri

Ürün adı	Özelleştirilmiş DB15pin dişi fiş SR Spluter, 13 kurşun telli 4.0mm dişi Snap Elektrot Kablosu Dongguan Tıbbi Kablo Tedarikçisi
bağlayıcı	3.5mm/4.0mm kadın ve db 15pin dişi fiş
Kablo uzunluğu	120 cm veya özelleştirilmiş
Kablo rengi	Beyaz Siyah veya Özelleştirilmiş
İşlev	TENS EMS Şanzımanı/Masaj EKG/EKG/EEG/EMG Adaptör Kablosu
Asgari sipariş miktarı	500pcs

DB15pin dişi fişimiz, 13 kurşunlu 4.0mm dişi Snap elektrot kablosuna SR ayırıcısına, elektroterapi, rehabilitasyon ve teşhis ekipmanı için güvenilir bir çözüm sunar. Hassas mühendislik ile tasarlanan bu kablo, doğru izleme ve terapi için kritik olan minimal sinyal kaybı ve optimal elektrik iletkenliği sağlar.

Güvenilir Bağlantı: DB15 dişi fiş ve SR ayırıcı, cihazlar ve elektrot pedleri arasında kararlı veriler ve güç aktarımı sağlar. Benzer çok uçlu tasarımlar için, [10 pin pogo pin manyetik konektörü 10 kurşun 4,0mm dişi Snap EKG kablosu](#), yüksek performanslı teşhis uygulamaları için tasarlanmıştır.

Esnek Uygulama: Çok çeşitli EKG, EMG, onlar ve fizyoterapi sistemleriyle uyumludur.

Dayanıklı ve Güvenli: Tıbbi sınıf PVC veya silikon yalıtım esneklik, biyouyumluluk ve uzun servis ömrü sunar.

Özelleştirilebilir Tasarım: Uzunluk, çıkıcı boyutu, tel renkleri ve ambalajlar müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Ek elektrot bağlantı seçenekleri için [DUPONT 2.54mm dişi fişe 4,0mm Erkek Snap Elektrot Kablosu](#) çok yönlülüğü güvenli elektrik performansı ile birleştirir.


Profesyonel bir Dongguan tıbbi kablo üreticisi olarak, dünya çapında hastaneler, klinikler ve tıbbi ekipman markaları için sıkı kalite kontrolü ile OEM/ODM çözümleri sunuyoruz.

Ürün Fotoğrafları:





Şirket bilgileri. Genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?

C: Tabii ki, Satmed stokta varsa ücretsiz örnekler sağlar, özelleştirilmiş örnekler kurulum ücretleri gerektirir. Kalitemizi kontrol etmemiz için örnekler istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

S3: Fabrikanız kalite kontrolü açısından nasıl yapıyor?

Cevap: Kalite önceliklidir. Profesyonel kalite güvence uzmanlarına sahip QC departmanı, başlangıçtan sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 sertifikasını elde etti. VESAİRE

S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi sevdiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmetleri sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

S5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünü göndermek için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan 12 ay garanti verebiliriz. Müşteriler olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orada nasıl ziyaret edebilirim?

Cevap: Elbette. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizi göstermekten çok mutluyuz. Fabrikamız üçüncü sırada yer almaktadır. Bina A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Köyü, Huangjiang Kasabası, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti, Çin