

Ürün adı	2,0mm Yuvarlak Tüp Tıbbi Kablo için Özelleştirilmiş Çift Renk Abs Silikon Kulak Klipsi Çin Dongguan üreticisi
başvuru	Stimülasyon makinesi, fizik tedavi aleti
uzunluk	10cm, 20cm, 50cm, 100cm veya özelleştirilmiş
renk	Gri, beyaz, siyah ve özelleştirilmiş
İletken malzeme	Kalaylı bakır
Paketi	Ayrı ayrı paketlenmiş

Bu abs silikon kulak klipsi, ses, tıbbi ve iletişim uygulamalarında 2.0mm yuvarlak tüp kablolarını sabitlemek için ideal bir çözümdür. Çift renkli bir tasarımla hem işlevselliği hem de estetiği geliştirir. Rijit abs ve yumuşak silikon kombinasyonu, uzun süreli kullanım için dayanıklılık, esneklik ve konfor sağlar.

Temel Özellikler:

- Premium Malzeme: Kuvvet ve esneklik için ABS Silikon
- Mükemmel uyum: 2.0mm yuvarlak tüp kabloları için tasarlanmıştır
- Özelleştirme Mevcut: Tel Uzunluk, Renkler ve Marka Seçenekleri
- Sertifikalı Kalite: ISO13485 ve ISO9001 Üretici
- Güvenilir Tedarikçi: Dongguan, Çin'de güçlü bir tedarik zinciri ile üretildi

Bu kulak klipine ek olarak, [Özelleştirilebilir konektörlü tıbbi sınıf TPU kabloları](#), çeşitli sağlık hizmetleri için idealdir. Tek kullanımlık çözümler için bizim [Yumuşak silikon kaplamalı EEG elektrotları](#) Klinik ortamlarda gelişmiş konfor ve performans sağlayın.

Toplu siparişler ve özelleştirme seçenekleri için bugün bizimle iletişime geçin.



Sertifikasyon ve uyumluluk:

Bu kablo, tıbbi alandaki en yüksek kalite ve güvenlik seviyelerini sağlamak için katı standartları karşılamaktadır:

- **ISO 13485:** Sertifikasyon, tıbbi cihaz kalite yönetim sistemleri için uluslararası standartlara uyum sağlar.
- **ISO 9001:** Ürünlerin bir ses kalitesi yönetim sistemi altında üretildiğinden emin olun.
- **FDA onaylı:** Ürün ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne kayıtlıdır ve tıbbi cihaz standartlarını karşılamaktadır.
- **CE MDR sertifikası:** Tıbbi kullanım için güvenlik ve etkinliği sağlamak için AB Tıbbi Cihaz Düzenlemesi'ne (MDR) uygundur.

Şirket bilgileri. Genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?

C: Elbette Satmed, stokta varsa ücretsiz örnekler sağlayacak, özelleştirilmiş örnekler kurulum ücretleri gerektirir. Kalitemizi kontrol etmemiz için örnekler istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

S3: Fabrikanız kalite kontrolü açısından nasıl yapıyor?

Cevap: Kalite önceliklidir. Profesyonel kalite güvence uzmanlarına sahip QC departmanı, başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 sertifikasını elde etti. VESAİRE

S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi sevdiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmetleri sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

S5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünü göndermek için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan 12 ay garanti verebiliriz. Müşteriler olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orada nasıl ziyaret edebilirim?

Cevap: Elbette. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizi göstermekten çok mutluyuz. Fabrikamız üçüncü sırada yer almaktadır. Bina A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Köyü, Huangjiang Kasabası, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti, Çin