

Ürün adı	Özelleştirilmiş Çift Sıra 1.0mm 6p Erkek Fiş Tıbbi Terapi Kablosu OEM Elektroterapi TENS ünitesi kurşun tel üreticisi
başvuru	Stimülasyon Makinesi, Fizik Tedavi Aracı
uzunluk	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm veya özel
renk	Siyah, gri, beyaz, siyah ve özel
İletken malzeme	Konserve bakır
ambalaj	Ayrı olarak paketlenmiş

Dongguan, Çin'de deneyimli bir OEM elektroterapi kurşun tel tedarikçisi tarafından üretilen 1.0mm pin kontakları olan bu çift 6p erkek fiş kablosu, tıbbi stimülasyon uygulamalarında yüksek hassasiyetli sinyal transferi sağlar. Kablo, TPU veya PVC gibi biyouyumlu malzemelerle yapılır ve [2.0mm Elektrot Pimi Konektörleri](#) standart onlar için yaygın olarak kullanılan veya 3.5mm dişi Snap konektörleri Snap tarzı elektrot sistemleri ile uyumluluk için idealdir.

1.0mm çift 6p erkek fiş tıbbi terapi kablomuz tıbbi ve fizyoterapi ortamlarında hassasiyet, güvenlik ve yüksek performans için tasarlanmıştır. Bağlanmak için tasarlanmış [elektrot pedleri](#) TENS veya EMS makinelerine, bu kurşun tel düşük direnç, güvenli uyum ve uzun ömürlü dayanıklılık sunar - hastanelerde, kliniklerde ve rehabilitasyon merkezinde profesyonel kullanım için mükemmel

Sağlam ve esnek yapı, bu kurşun telini hastanelerde, fizik tedavi merkezlerinde ve OEM terapi cihazı kitlerinde tekrarlayan kullanım için idealdir. İstek üzerine özel uzunluklar, renkler ve özel etiket hizmetleri mevcuttur, bu da onu çok çeşitli elektroterapi için çok yönlü bir çözüm haline getirir






Sertifikasyon ve uyumluluk:

Kablo, tıbbi alanda en yüksek kalite ve güvenlik seviyesini sağlamak için katı standartları karşılıyor:

- **ISO 13485:** Sertifikasyon, uluslararası tıbbi ekipman kalite yönetim sistemleri standartlarına uyum sağlar.
- **ISO 9001:** Ürünün bir ses kalitesi yönetim sistemi altında üretildiğinden emin olun.
- **FDA Onayı:** Ürün ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne kayıtlıdır ve tıbbi cihaz standartlarını karşılamaktadır.
- **CE MDR sertifikası:** Tıbbi kullanımların güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için AB Tıbbi Ekipman Yönetmeliği'ne (MDR) uyun.

Şirket bilgileri. Genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?

C: Tabii ki, Satmed ücretsiz örnekler sağlayacak ve stokumuz varsa, özel örnekler kurulum maliyetleri gerektirecektir. Numuneler için kalitemizi kontrol etmemizi istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

Soru 3: Fabrikanız kalite kontrolünde nasıl gidiyor?

Cevap: Kalite tercih edilir. Profesyonel kalite güvence uzmanlarına sahip QC departmanı, başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 tarafından onaylanmıştır. VESAİRE

Soru 4: Fabrika? Evet! Kendi logomu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi en sevdiğim eşyaları özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmetleri sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

Soru 5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünlerimi göndermek için hangi ulaşım hizmetlerini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 hafta ve 12 aylık teslimat garantisi sağlayabiliriz. Müşteriler olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

Soru 6: Fabrikanız nerede? Nasıl ziyaret etmeliyim?

Cevap: Elbette. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizi göstermekten mutluluk duyuyoruz. Fabrikamız üçüncü sırada yer almaktadır. Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, Guangdong Eyaleti, Çin'de bulunan A Bina A, No. 8