

Ürün adı	Tıbbi Cihazlar için 4 İzin 4.0mm Dişi Snap Teline Özelleştirilmiş Lemos Tapası Dongguan Medical Wire Üreticisi
başvuru	Stimülasyon Makinesi, Fizik Tedavi Aracı
uzunluk	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm veya özel
renk	Siyah, gri, beyaz, siyah ve özel
İletken malzeme	Konserve bakır
ambalaj	Ayrı olarak paketlenmiş

Dongguan, Çin'de profesyonel bir ISO 13485 sertifikalı tıbbi kablo tedarikçisi tarafından üretilen bu 4 kurşun 4 adet 40 mm'lik dişi SANP tel kablosu, onlar, EMS, fizyoterapi ve hasta izleme ekipmanlarında yüksek güvenilirlik biyo-sinyal ve güç iletimi için tasarlanmıştır. Hassasiyetsiz 4.0mm dişi SNAP konektörleri, elektrot pedleri ile güvenli, düşük dirençli bir bağlantı sağlarken, lemo fişi tıbbi cihazlarla hızlı, güvenli ve hassas bir arayüz sağlar.

Kablo, belirli cihaz yapılandırmalarına uyacak şekilde uzunluk, kurşun rengi ve konektör tipi özelleştirilebilir. Yüksek saflıkta bakır iletkenler ve tıbbi sınıf yalıtım malzemeleri kullanarak dayanıklılık, esneklik ve mükemmel sinyal bütünlüğünü garanti eder. Alternatif bağlayıcı stilleri gerektiren uygulamalar için, [3 kurşun telli 2,0 mm elektrot erkek pimine plastik lemo 4pin konektörü](#) ilgili bir seçenek olarak.

Ayrıca, farklı elektrot bağlantıları gerektiren tıbbi kurulumlar için, [Tens EMS cihazları için 4.0mm dişi çitçit kablosuna özel 4.0mm erkek çitçit](#) Çoklu terapötik sistemlerde kesintisiz entegrasyon sağlamak için.





Sertifikasyon ve uyumluluk:

Kablo, tıbbi alanda en yüksek kalite ve güvenlik seviyesini sağlamak için katı standartları karşılıyor:

- **ISO 13485:** Sertifikasyon, uluslararası tıbbi ekipman kalite yönetim sistemleri standartlarına uyum sağlar.
- **ISO 9001:** Ürünün bir ses kalitesi yönetim sistemi altında üretildiğinden emin olun.
- **FDA Onayı:** Ürün ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne kayıtlıdır ve tıbbi cihaz standartlarını karşılamaktadır.
- **CE MDR sertifikası:** Tıbbi kullanımların güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için AB Tıbbi Ekipman Yönetmeliği'ne (MDR) uyum.

Şirket bilgileri. Genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?

C: Tabii ki, Satmed ücretsiz örnekler sağlayacak ve stokumuz varsa, özel örnekler kurulum maliyetleri gerektirecektir. Numuneler için kalitemizi kontrol etmemizi istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

Soru 3: Fabrikanız kalite kontrolünde nasıl gidiyor?

Cevap: Kalite tercih edilir. Profesyonel kalite güvence uzmanlarına sahip QC departmanı, başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 tarafından onaylanmıştır. VESAİRE

Soru 4: Fabrika? Evet! Kendi logomu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi en sevdiğim eşyaları özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmetleri sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

Soru 5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünlerimi göndermek için hangi ulaşım hizmetlerini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 hafta ve 12 aylık teslimat garantisi sağlayabiliriz. Müşteriler olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

Soru 6: Fabrikanız nerede? Nasıl ziyaret etmeliyim?

Cevap: Elbette. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizi göstermekten mutluluk duyuyoruz. Fabrikamız üçüncü sırada yer almaktadır. Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, Guangdong Eyaleti, Çin'de bulunan A Bina A, No. 8