

|                 |                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün adı        | Yüksek kaliteli 90 derece 3 kutuplu 3,5mm ses erkek fişinden 3,5 mm'lik dişi Snap Elektrot Tıbbi Kablosu 3 kurşun kablo   DongGuan Üreticisi ve Tedarikçisi |
| başvuru         | Stimülasyon makinesi, fizik tedavi aleti                                                                                                                    |
| uzunluk         | 10cm, 20cm, 50cm, 100cm veya özelleştirilmiş                                                                                                                |
| renk            | Siyah, gri, beyaz ve özelleştirilmiş                                                                                                                        |
| İletken malzeme | Kalaylı bakır                                                                                                                                               |
| Paketi          | Ayrı ayrı paketlenmiş                                                                                                                                       |

3 kutuplu 3,5 mm ses erkek fişi, 3,5 mm dişi Snap kablosu, güvenli bağlantılar ve güvenilir sinyal iletimi sunan tıbbi ve ses uygulamaları için ideal bir seçimdir. Bu kablo, yüksek kaliteli bakır iletkenler ve dayanıklı yalıtım ile inşa edilmiş üç kurşun kabloya sahiptir, bu da gelişmiş performans ve minimum parazit sağlar.

Çin'in Dongguan kentinde lider bir tedarikçi tarafından üretilen bu ürün, ISO 13485 ve ISO 9001 sertifikasyon standartlarını karşılıyor ve tıbbi ve profesyonel kullanım için kalite ve güvenlik sağlıyor. Yaygın olarak kullanılır [EKG izleme](#), fizyoterapi ekipmanı ve .

Profesyonel bir üretici ve tedarikçi olarak, müşterilerin belirli endüstri gereksinimlerine göre kablo uzunluğu, tel malzeme ve konektör türlerini uyarlamasına izin veren OEM ve ODM özelleştirme hizmetleri sunuyoruz. Standart yapılandırmalara veya tamamen özelleştirilmiş tasarımlara ihtiyacınız olsun, uygun maliyetli ve yüksek kaliteli çözümler sunuyoruz.





#### **Başvuru:**

- **Hastane Fizyoterapi Bölümleri:** Elektrostimülasyon tedavisi, ısı tedavisi vb. Gibi çeşitli fizik tedavi projelerinde kullanılır ve hastaların ağrıyı hafifletmesine ve kas iyileşmesini desteklemelerine yardımcı olur.
- **Rehabilitasyon Merkezleri:** Post -operatif rehabilitasyon eğitiminde hastalara yardımcı olmak ve fiziksel fonksiyonların iyileşmesini hızlandırmak için profesyonel rehabilitasyon ekipmanı ile işbirliği yapar.
- **Güzellik Salonları:** Cilt sıkılaştırma ve gelişmiş kan dolaşımı gibi güzellik etkileri elde etmek için güzellik aletlerinin elektroterapi fonksiyonuna uygulanır.


#### **Sertifikasyon ve uyumluluk:**

Bu kablo, tıbbi alandaki en yüksek kalite ve güvenlik seviyelerini sağlamak için katı standartları karşılamaktadır:

- **ISO 13485:** Sertifikasyon, tıbbi cihaz kalite yönetim sistemleri için uluslararası standartlara uyum sağlar.

- **ISO 9001:** Ürünlerin bir ses kalitesi yönetim sistemi altında üretildiğinden emin olun.
- **FDA onaylı:** Ürün ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne kayıtlıdır ve tıbbi cihaz standartlarını karşılamaktadır.
- **CE MDR sertifikası:** Tıbbi kullanım için güvenlik ve etkinliği sağlamak için AB Tıbbi Cihaz Düzenlemesi'ne (MDR) uygundur.

## Şirket bilgileri. Genel bakış



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



# SSS

## **S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?**

C: Elbette Satmed, stokta varsa ücretsiz örnekler sağlayacak, özelleştirilmiş örnekler kurulum ücretleri gerektirir. Kalitemizi kontrol etmemiz için örnekler istediğiniz için teşekkür ederiz.

## **S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?**

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

## **S3: Fabrikanız kalite kontrolü açısından nasıl yapıyor?**

Cevap: Kalite önceliktir. Profesyonel kalite güvence uzmanlarına sahip QC departmanı, başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 sertifikasını elde etti. VESAİRE

## **S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi sevdiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?**

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmetleri sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

## **S5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünü göndermek için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?**

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan 12 ay garanti verebiliriz. Müşteriler olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

## **S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orada nasıl ziyaret edebilirim?**

Cevap: Elbette. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizi göstermekten çok mutluyuz. Fabrikamız üçüncü sırada yer almaktadır. Bina A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Köyü, Huangjiang Kasabası, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti, Çin