

Ürün adı	Yüksek kaliteli DB15pin dişi konektörü SR 13-LEAD 4.0mm Snap Elektrot Kablosu Çin Dongguan üreticisinden özelleştirilebilir EMS onlar kablosu
başvuru	Stimülasyon makinesi, fizik tedavi aleti
uzunluk	10cm, 20cm, 50cm, 100cm veya özelleştirilmiş
renk	Siyah, gri, beyaz, siyah ve özelleştirilmiş
İletken malzeme	Kalaylı bakır
Paketi	Ayrı ayrı paketlenmiş

Bu DB15pin dişi-SR 13 LEAD 4.0mm Snap Electrode Medical kablosu, elektroterapi ve teşhis cihazlarında yüksek performanslı ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Güvenli bir DB15 dişi konektörü ve her biri 4,0 mm'lik bir dişi SNAP konektörüyle biten 13 bağımsız kurşun kabloya bağlanan gerginlikten vazgeçilmiş bir tasarıma sahiptir.

Tıbbi sınıf TPU yalıtım ve kolay tanımlama için renk kodlu uçlarla yapılan bu kablo, dayanıklılık, hasta güvenliği ve düşük gürültü sinyal iletimi sunar. TENS birimlerine, EMS stimülatörlerine, EKG/EKG monitörlerine ve diğer biyoelektrik teşhis sistemlerine entegrasyon için idealdir. Daha az olası satış gerektiren uygulamalar için [2 LEAD EKG/EKG dişi Snap Elektrot Kurşun Tel Tıbbi Kablo](#) Kompakt ve güvenilir bir çözüm sunar. Ayrıca, USB-C bağlantı noktalarına sahip modern cihazlar için [4.0mm dişi Snap Tens Elektrot Kurşun Kablosu](#) gelişmiş uyumluluk için.

Çin, Dongguan merkezli profesyonel bir tıbbi kablo üreticisi ve tedarikçi olarak, çeşitli konfigürasyonlar ve uzunluklar için OEM/ODM özelleştirmesini destekliyoruz. Tüm ürünlerimiz, güvenilir kalite ve küresel uyumluluk sağlayan ISO13485 & ISO9001 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.



.



Sertifikasyon ve uyumluluk:

Bu kablo, tıbbi alandaki en yüksek kalite ve güvenlik seviyelerini sağlamak için katı standartları karşılamaktadır:

- **ISO 13485:** Sertifikasyon, tıbbi cihaz kalite yönetim sistemleri için uluslararası standartlara uyum sağlar.
- **ISO 9001:** Ürünlerin bir ses kalitesi yönetim sistemi altında üretildiğinden emin olun.
- **FDA onaylı:** Ürün ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne kayıtlıdır ve tıbbi cihaz standartlarını karşılamaktadır.
- **CE MDR sertifikası:** Tıbbi kullanım için güvenlik ve etkinliği sağlamak için AB Tıbbi Cihaz Düzenlemesi'ne (MDR) uygundur.

Şirket bilgileri. Genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?

C: Elbette Satmed, stokta varsa ücretsiz örnekler sağlayacak, özelleştirilmiş örnekler kurulum ücretleri gerektirir. Kalitemizi kontrol etmemiz için örnekler istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

S3: Fabrikanız kalite kontrolü açısından nasıl yapıyor?

Cevap: Kalite önceliktir. Profesyonel kalite güvence uzmanlarına sahip QC departmanı, başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 sertifikasını elde etti. VESAİRE

S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi sevdiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmetleri sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

S5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünü göndermek için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan 12 ay garanti verebiliriz. Müşteriler olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orada nasıl ziyaret edebilirim?

Cevap: Elbette. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizi göstermekten çok mutluyuz. Fabrikamız üçüncü sırada yer almaktadır. Bina A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Köyü, Huangjiang Kasabası, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti, Çin