

Ürün adı	M12 M16 4 EKG için çift 4.0mm manyetik dişi SNAP kurşun kablo ISO13485 Üretici Dongguan
başvuru	Stimülasyon Makinesi, Fizik Tedavi Aracı
uzunluk	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm veya özel
renk	Siyah, gri, beyaz, siyah ve özel
İletken malzeme	Konserve bakır
ambalaj	Ayrı olarak paketlenmiş

Dongguan, Çin'de profesyonel bir tıbbi kablo tedarikçisi tarafından üretilen bu 4 pin M12 veya M16 konektör kablosu, çift 4.0mm manyetik dişi Snap terminallerine sahiptir ve fizyoterapi ve rehabilitasyon sistemleri için idealdir. Bizim gibi benzer manyetik çıkıt kablolar [2.0elektrot iğnesi - çift 3,5 mm/4.0mm manyetik çıkıt kablosu](#), uyumluluk ve kullanım kolaylığı nedeniyle onlar ve EMS uygulamalarında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Güçlü manyetik tasarım, kazara ayrılmayı önlerken elektrot pedleriyle hızlı bağlantı sağlar. Kablo S TPU veya PVC ceketli esnek yorgunluğa dayanıklıdır ve klinik veya ev ortamlarında güvenli kullanım sağlar. M12/M16 4 pin fiş, tıpkı bizim gibi, onlarca, EMS, EKG ve EMG uygulamaları için kullanılanlar da dahil olmak üzere birçok tıbbi stimülasyon cihazı ile güvenli bir arayüz sağlar. [4.0mm altın kaplama Snap kurşun kabloya lemo fişi](#)EKG ve rehabilitasyon sistemleri için yaygın olarak seçilmiştir.

Uzunluk, renk ve ambalaj olarak tamamen özelleştirilebilir olan bu ürün, OEM ve ODM hizmetlerini destekleyen ISO13485 ve ROHS standartlarına uygun olarak üretilir.





Sertifikasyon ve uyumluluk:

Kablo, tıbbi alanda en yüksek kalite ve güvenlik seviyesini sağlamak için katı standartları karşılıyor:

- **ISO 13485:** Sertifikasyon, uluslararası tıbbi ekipman kalite yönetim sistemleri standartlarına uyum sağlar.
- **ISO 9001:** Ürünün bir ses kalitesi yönetim sistemi altında üretildiğinden emin olun.
- **FDA Onayı:** Ürün ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne kayıtlıdır ve tıbbi cihaz standartlarını karşılamaktadır.
- **CE MDR sertifikası:** Tıbbi kullanımların güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için AB Tıbbi Ekipman Yönetmeliği'ne (MDR) uyum.

Şirket bilgileri. Genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?

C: Tabii ki, Satmed ücretsiz örnekler sağlayacak ve stokumuz varsa, özel örnekler kurulum maliyetleri gerektirecektir. Numuneler için kalitemizi kontrol etmemizi istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

Soru 3: Fabrikanız kalite kontrolünde nasıl gidiyor?

Cevap: Kalite tercih edilir. Profesyonel kalite güvence uzmanlarına sahip QC departmanı, başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 tarafından onaylanmıştır. VESAİRE

Soru 4: Fabrika? Evet! Kendi logomu yazdırmak veya tasarımımı değiştirmek gibi en sevdiğim eşyaları özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmetleri sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

Soru 5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünlerimi göndermek için hangi ulaşım hizmetlerini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 hafta ve 12 aylık teslimat garantisi sağlayabiliriz. Müşteriler olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

Soru 6: Fabrikanız nerede? Nasıl ziyaret etmeliyim?

Cevap: Elbette. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizi göstermekten mutluluk duyuyoruz. Fabrikamız üçüncü sırada yer almaktadır. Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, Guangdong Eyaleti, Çin'de bulunan A Bina A, No. 8