

Ürün parametreleri

Ürün adı	Cilt gençleştirme için kablo yüz güzellik terapisi cihazı ile silikon yüz maskesi Dongguan OEM üreticisi
Kablo uzunluğu	120 cm veya özelleştirilmiş
Kablo rengi	Beyaz Siyah veya Özelleştirilmiş
İşlev	TENS EMS Şanzımanı/Masaj EKG/EKG/EEG/EMG Adaptör Kablosu
Asgari sipariş miktarı	100 adet

Dongguan, Çin'de profesyonel bir ISO13485 sertifikalı OEM fabrikası tarafından üretilen kablo güzellik terapisi cihazına sahip bu silikon yüz maskesi, yüksek performanslı yüz bakımı için tasarlanmıştır. Bizim gibi [Euriküler vagus sinir stimülasyonu için tvns kulak klips elektrodu](#), bu cihaz gelişmiş tıbbi sınıf ve güzellik terapisi ekipmanı geliştirme konusundaki uzmanlığımızı göstermektedir.

Maske, hassas ciltler için güvenli kullanım sağlayarak konfor, dayanıklılık ve biyouyumluluk için tıbbi dereceli silikon bulunur. Entegre iletken teknoloji ile cihaz, kablo bağlantısı aracılığıyla düşük frekanslı mikro akımları veya ışık tedavisini iletir, kollajen üretimini teşvik eder, yüz kaslarını sıkar ve cilt elastikiyetini iyileştirir.

Güzellik salonları, kaplıcalar ve evde cilt bakım rutinleri için ideal olan bu cihaz, ince çizgileri azaltmaya, hidrasyonu geri kazanmaya ve cilt ışıltısını artırmaya yardımcı olur. Ergonomik tasarımı, kullanıcı konforu için esnekliği korurken tam yüz kapsamını sağlar. Tamamlayıcı ekipman için, [Özelleştirilmiş 10 Pin Pogo Pin Manyetik Konektörü 10 Kurşun 4.0mm Dişi Snap EKG Kablosu](#)Kablo üretiminde hassas mühendisliğimizi vurgulamaktadır.

Ayrıca, özel markalaşma, ambalaj ve tasarımın farklı pazar ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan OEM/ODM hizmetleri de sunuyoruz. CE ve ROHS gibi uluslararası sertifikalarla, bu yüz maske cihazı küresel distribütörler ve cilt bakım markaları için güvenilir bir seçimdir.

Ürün Fotoğrafları:





Şirket bilgileri. Genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?

C: Tabii ki, Satmed stokta varsa ücretsiz örnekler sağlar, özelleştirilmiş örnekler kurulum ücretleri gerektirir. Kalitemizi kontrol etmemiz için örnekler istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Transferi, Batı Birliği ve L/C

S3: Fabrikanız kalite kontrolü açısından nasıl yapıyor?

Cevap: Kalite önceliktir. Profesyonel kalite güvence uzmanlarına sahip QC departmanı, başlangıçtan sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 sertifikasını elde etti. VESAİRE

S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi sevdiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmetleri sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

S5: Teslimat süresi ve garanti? Ürünü göndermek için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan 12 ay garanti verebiliriz. Müşteriler olarak DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orada nasıl ziyaret edebilirim?

Cevap: Elbette. Sizi Dongguan'a davet etmekten ve işyerimizi göstermekten çok mutluyuz. Fabrikamız üçüncü sırada yer almaktadır. Bina A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Köyü, Huangjiang Kasabası, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti, Çin