

Ticaret Koşulları: FOB shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Üretim Kapasitesi: Ayda 1.000.000 adet

Ödeme: T/T, Paypal, western union

Menşe Yeri: Dongguan, Çin

Teslim süresi: numune teslim süresi 3-7 gün, seri üretim yaklaşık 15-20 gün

Sertifikalar: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Nakliye: Hava yoluyla, deniz yoluyla veya Fedex, DHL, UPS

Adedi: 500PCS

---

### Özellikler:

- Heymed 2.0mm dişiden dişiye TENS ünitesi uzatma kablosu TENS 7000, Nicwell Care, TENS 3000 ile uyumlu
- Yüksek kaliteli malzeme: bakır folyo premium tel kablolar, uzun süre kullanım için dayanıklıdır.
- Bu TENS Yedek uzatma kablosu: Standartınız olduğunda uzunluk uzatma amacıyla **ONLARCA kurşun tel** kısadır ve TENS Makinenize ekstra kablo bağlantısı gerektirir.
- Bu Tens kablo uzatma kablolarının doğrudan cihazlara takılması mümkün değildir, yalnızca kablo uzatma parçalarıdır.
- Daha alakalı **yedek Tens ünitesi bağlantı kablosu**, Bizimle iletişime geçmekten kaçınmayın !

**pin tarzı elektrot kablosu TENS ünitelerinin yedek kabloları** Model referansı:



İlgili ürünler:

**3 uçlu manyetik ekg elektrot kablosu**

## USB Tip c'den 2,0 mm pin tipi elektrot kablosuna

Heymed Technology, önde gelen bir çin üreticisidir. [tıbbi kablolar](#) ve aksesuarlar, Manyetik çıkıçıt [elektrot kablosu](#) 3,5 mm ses jakı ile, bu sadece mıknatıslı geçmeli kabloların belirli bir özelliği değildir, Heymed her zaman farklı kablolama özellikleri, kablo, özel uzunluk, geçmeli elektrot kablolarının sayısını sağlayan kişiselleştirme için en iyisini yapar.

Ürünler Kalite Garantisi 12 ay ve RoHS ve Erişim Uyumluluğu ve Sertifikasyonu

Hemed halihazırda I S O 13485 Tıbbi cihazlar kalite yönetimi, I S O 9 0 0 1 Uluslararası kalite yönetimi tescili ve I S O 1 4 0 0 1 Çevre yönetim sistemi tescili ve Ürünler UL,





CQC,CE, SGS Test raporlarını geçmiştir.



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



**2000 M<sup>2</sup>**  
Factory space with 10 years of production experience



**100+**  
Employees



**OEM/ODM**  
Support cable customized



**TOP 500**  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



---

## SSS

### **S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek sipariş başlatabilir miyim?**

C: Elbette, Heymed stoklarımız varsa ücretsiz numune sağlar, özelleştirilmiş numunenin kurulum ücretinin ödenmesi gerekir. Kalitemizi kontrol etmek için bizden bir numune istediğiniz için teşekkür ederiz.

### **S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?**

A: PayPal, T/T, Banka Havalesi, Western Union ve L/C

### **S3: Fabrikanız kalite kontrol konusunda nasıl gidiyor?**

C: Kalite önceliklidir. Profesyonel kalite güvence uzmanına sahip QC departmanı, en başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008 kimlik doğrulamasını almıştır. Vesaire

### **S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu basmak veya tasarımı değiştirmek gibi beğendiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?**

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmeti sunuyoruz. Detaylar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

### **S5: Teslim süresi ve garanti? Ürünlerim için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?**

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan itibaren 12 ay garanti sunabiliriz. Müşteri olarak DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

### **S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orayı nasıl ziyaret edebilirim?**

C: Elbette. Sizi Dongguan'da ağırlamaktan ve işyerimizi gezdirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.