

Ticaret Koşulları: FOB shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Üretim Kapasitesi: Ayda 1.000.000 adet

Ödeme: T/T, Paypal, western union

Menşe Yeri: Dongguan, Çin

Teslim süresi: numune teslim süresi 3-7 gün, seri üretim yaklaşık 15-20 gün

Sertifikalar: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Nakliye: Hava yoluyla, deniz yoluyla veya Fedex, DHL, UPS

Adedi: 500PCS

Silikon Kulak Kancalı USB C - 4.0mm Dişi Geçmeli EKG Elektrot Kablosu

Tanım: EKG izleme kurulumunuzu bu USB C - 4,0 mm dişi geçmeli elektrot kablosuyla özelleştirin ve [3,5 mm jak kulak kancası ekg elektrot kurşun tel](#) Rahat kullanım için kullanışlı bir silikon kulak kancasına sahip olan bu model de mevcuttur. Çeşitli EKG makineleri ve monitörlerle uyumlu olacak şekilde tasarlanan bu kablo, tıbbi testler ve teşhisler sırasında doğru okumalar için güvenilir bağlantı ve sinyal iletimi sağlar. Dayanıklı yapısı ve esnek silikon kulak kancası, konfordan veya performanstan ödün vermeden uzun süreli kullanım için idealdir.

Ana Özellikler:

- **USB C Uyumluluğu:** Sorunsuz entegrasyon için USB C bağlantı noktalarıyla modern cihazlara kolayca bağlanır.
- **4.0mm Dişi Yapı:** Tıbbi ortamlarda kullanılan standart geçmeli elektrotlarla uyumludur.
- **Silikon Kulak Kancası:** Uzun süreli kullanıma uygun, güvenli ve rahat bir uyum sağlar.
- **Dayanıklı Yapı:** Tıbbi ortamlarda sık kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir.
- **Güvenilir Sinyal İletimi:** Hassas izleme ve teşhis için doğru veri aktarımını sağlar.

Özellikler:

- **Bağlayıcı Türü:** [USB C - 4,0 mm Dişi Snap](#)
- **Malzeme:** Silikon (Kulak Kancası), Yüksek Kaliteli tıbbi sınıf TPU tel
- **Uzunluk:** 0,9 m veya özelleştirilmiş
- **Renk:** Siyah beyaz
- **Uyumluluk:** Çok çeşitli EKG makineleri ve monitörlerle çalışır

Uygulamalar:

- Sağlık uzmanları, tıbbi klinikler, hastaneler ve evde sağlık hizmetleri ortamları için idealdir.
- Teşhis prosedürleri, hasta izleme ve tıbbi araştırma sırasında EKG izleme için mükemmeldir.

EKG izleme prosedürlerinizi EKG Dişi Snap Tens Elektrot Kablomuzla kolaylaştırın. Güvenilirlik, çok yönlülük ve kullanım kolaylığı için tasarlanan bu kablo, EKG kayıtlarının doğruluğunu ve verimliliğini artırarak optimum hasta bakımı ve teşhis sonuçları sağlar.



Heymed Technology, Çin'in önde gelen EKG EKG kablo üreticisidir. Özel tıbbi kablo hizmetleri sunan Heymed, farklı kablolama özelliklerini, kabloyu, özel uzunluğu, geçmeli elektrot uç sayısını sağlayan özelleştirme için her zaman en iyisini yapar.

Ürünler Kalite Garantisi 12 ay ve RoHS ve Erişim Uyumluluğu ve Sertifikasyonu

Hemed halihazırda I S O 13485 Tıbbi cihazlar kalite yönetimi, I S O 9 0 0 1 Uluslararası kalite yönetimi tescili ve I S O 1 4 0 0 1 Çevre yönetim sistemi tescili ve Ürünler UL, CQC,CE, SGS Test raporlarını geçmiştir.

SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek sipariş başlatabilir miyim?

C: Elbette, Heymed stoklarımız varsa ücretsiz numune sağlar, özelleştirilmiş numunenin kurulum ücretinin ödenmesi gerekir. Kalitemizi kontrol etmek için bizden bir numune istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Havalesi, Western Union ve L/C

S3: Fabrikanız kalite kontrol konusunda nasıl gidiyor?

C: Kalite önceliklidir. Profesyonel kalite güvence uzmanına sahip QC departmanı, en başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008 kimlik doğrulamasını almıştır. Vesaire

S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu basmak veya tasarımı değiştirmek gibi beğendiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmeti sunuyoruz. Detaylar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

S5: Teslim süresi ve garanti? Ürünlerim için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan itibaren 12 ay garanti sunabiliriz. Müşteri olarak DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orayı nasıl ziyaret edebilirim?

C: Elbette. Sizi Dongguan'da ağırlamaktan ve işyerimizi gezdirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.